


ERHOLSAMER SCHLAF

Protac Kugeldecke®

- hilft bei Schlafstörungen und steigert die Energie für die täglichen Aktivitäten

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
nr. 2076-310 DT1
Geprüft auf Schadstoffe
www.oeko-text/standard100



verschiedene
Bettedecken-
Modelle für
individuelle
Bedürfnisse

- Ein Hilfsmittel für die sensorische Integration und zur Beruhigung
- Lindert die langfristigen Auswirkungen einer Beeinträchtigung
- Erleichtert den Alltag erheblich
- Ermöglicht die aktive Teilnahme an Arbeit und Ausbildung
- Der tiefe Druck, den die sich bewegenden Kugeln ausüben, sorgt für eine dynamische sensorische Stimulation.
- Stimulation der Tiefensensibilität und der taktilen Wahrnehmung
- Die Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen
- CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt, Klasse I.

PROTAC®
INTEGRATING SENSES

Über die Protac Kugeldecke®

Die Protac Kugeldecke® ist eine Gewichtsdecke, die zur Linderung von Sensibilitäts- und Schlafstörungen bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen entwickelt wurde. Sie wurde speziell als Hilfsmittel entwickelt, um die Auswirkungen von dauerhaften Funktionsstörungen zu reduzieren. Die Protac Kugeldecke® basiert auf den Prinzipien der sensorischen Integration und der Ergotherapie und ihre beruhigende Wirkung ist wissenschaftlich belegt.

Die Protac-Kugeln wurden eigens dafür entwickelt, die beruhigende Wirkung der Decken zu vermitteln. Die verschiedenen Decken sind in unterschiedlichen Grössen und Gewichten der Kugeln erhältlich, sodass eine individuelle Stimulation der Sinne des Benutzers gewährleistet ist. Sobald sich der Benutzer unter der Decke bewegt, wechselt der Druck der Kugeln, wodurch neue Sinneseindrücke an das Gehirn weitergegeben werden. Dies erhöht die Körperwahrnehmung des Benutzers und hat eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist.

Die Wahl des richtigen Modells der Protac Kugeldecke® hängt von den persönlichen Bedürfnissen und dem sensorischen Empfinden des Benutzers ab, nicht von dessen Alter oder Körpergewicht. Die Art der benötigten Stimulation, um körperliche Ruhe und besseren Schlaf zu erreichen, ist sehr individuell. Der beste Weg, die richtige Decke zu finden, ist eine persönliche Beratung und das Ausprobieren der Decken.

Mehrere Forschungsprojekte belegen, dass das Schlafen mit der Protac Kugeldecke® die Einschlafzeit verkürzt, die nächtlichen Wachphasen reduziert und somit für einen tiefen und ungestörten Schlaf sorgt. Ein guter Schlaf ist die Grundlage für ein optimales Funktionsniveau und eine hohe Lebensqualität. Protac Kugeldecke® ist CE-gekennzeichnet und als Medizinprodukt der Klasse I registriert. Sämtliche Decken können bis 60° gewaschen werden.

Für Erwachsene ist die Protac Kugeldecke® in vier verschiedenen Modellen erhältlich, je nach den individuellen sensorischen Bedürfnissen des Benutzers:



Durchmesser der Kugeln: 50 mm

Protac Kugeldecke® Flexible

Die Protac-Kugeln sind lose in Fächer unterteilt und üben einen tiefen, dynamischen und punktuellen Druck aus. Die Flexible-Serie eignet sich für alle, die abwechslungsreiche und neue Sinneseindrücke brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Diese Decke eignet sich insbesondere für Personen, die eine starke und variierende sensorische Stimulation benötigen, um ihre eigene Wahrnehmung zu stärken.



Durchmesser der Kugeln: 38 mm

Protac Kugeldecke® Calm

Die Calm-Decke verfügt über genähte Kanäle, in denen die Protac-Kugeln in langen Reihen angeordnet sind. Dadurch bietet die Calm-Serie eine gleichmässige und vorhersehbare sensorische Stimulation und die Decke schliesst sich angenehm um den Benutzer. Die Calm-Serie ist besonders für Personen geeignet, die eine sensorische Stimulation und tiefen Druck benötigen, jedoch taktil empfindlich sind oder leichte Berührungen nicht vertragen und zudem sensibel auf Geräusche reagieren oder leicht überstimuliert sind.



Durchmesser der Kugeln: 50 mm

Protac Kugeldecke® Combi

Diese Decke enthält sowohl Kugeln als auch Granulat aus Polypropylen, die ebenfalls in Kammern aufgeteilt sind. Dadurch wird eine gleichmässige Stimulation des gesamten Körpers gewährleistet. Sie ist auf einer Seite mit einem Thermofutter ausgestattet. Wenn das Thermofutter dem Körper zugewandt ist, fühlt sich die sensorische Stimulation noch sanfter und weicher an. Die Decke eignet sich besonders für Personen, die eine sanfte gleichmässige Stimulation durch den dynamischen Druck der Kugeln und zusätzliche Wärme benötigen.



Durchmesser der Kugeln: 15 mm

Protac Kugeldecke® Granulat

Die Protac Kugeldecke® Granulat ist in Kassetten unterteilt, die mit Polypropylen-Granulat und kleine Kugeln gefüllt sind. Sie umhüllt den Benutzer, liegt eng am Körper an und bietet eine leichte sensorische Stimulation. Die Granulatdecke eignet sich besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen, Erschöpfungszuständen, kognitiven Beeinträchtigungen und Demenz.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Beratung

northcare CH-3123 Belp
+41 031 812 08 37
mail@northcare.ch
www.northcare.ch

northcare